



Steripower®



Steripower®

патентована безконтактна система за дезинфекция на ръце

(Дезинфекцията на ръцете никога не е била по-удобна, безопасна и практична!)

Steripower GmbH & Co KG

Enzianstrabe 2
D - 82319 Starnberg / Germany

Phone: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16
Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11

Internet: www.steripower.de
eMail: info@steripower.de

Distribution partner:

Официален дистрибутор за България:

Стерамед ООД
ул. Христо Ценов №4
София 1407
т.: (02) 437 24 86, 437 24 87
ф.: (02) 437 24 88
m: office@steramed.com
i: steramed.com

Steripower®



Перфекционизъм в дезинфекцията!

Безконтактен дозатор за дезинфекция на ръце

10 факта за Steripower®:

Захранване през електрическата мрежа или с батерии за многократна употреба

Постоянно електрическо захранване или захранване с презареждащи се батерии (гъвкавост в позиционирането), време при режим на изчакване около 6 седмици. Визуален сигнал преди изключване на захранването.

Сензор

При поставяне на ръцете в отвора сензорът автоматично задейства едно впръскване с конкретно количество разтвор.

Широк отвор

За безконтактна дезинфекция едновременно на двете ръце. Излишната течност не може да повреди пода или работните повърхности.

Не изисква специална поддръжка

Отваряне на входни врати

НОВО

Възможност за автоматично дистанционно отварянето на входни врати само след извършена дезинфекция на ръце.

Дозиране

Позволява настройка на дозирането в 10 степени от 0,5 мл до 5 мл.

Съвместимост

Работи с всички познати течни дезинфектанти (в разфасовка от 0,5 л и 1,0 л).

Впръскване

Покрива равномерно и двете ръце. Не предизвиква аерозолни изпарения.

Ваничка за остатъчната течност

С абсорбираща подложка. Излишната течност се събира и съхранява

Опция: Брояч

Брояч на операциите/впръскванията за контрол на дозировката и броя на впръскванията.

DIN връзка за електрическо захранване

За свързване с електрическата мрежа посредством приложено зарядно устройство.



 Steripower®

