

Ограничете замърсяването с фекалии, поддържайте здравословна среда за пациента

Затворена система с катетър за управление на епизодично незадържане на фекалии




Secco™

Система за управление на фекалии със суперабсорбираща технология и отличен съвременен контрол на миризмата

Ограничете замърсяването с фекалии, поддържайте здравословна среда за пациента


Системата за управление на фекалиите Secco е затворена система с катетър за управление на епизодично незадържане на фекалии за течни или полутечни изпражнения

- Намалява разрушаването на кожата и развитието на декубитални рани.
- Помага за предотвратяване на разпространението на инфекции сред пациентите и персонала.
- По-малък риск от усложнения, които биха могли да удължат периода на болничния престой.
- Предпазва раните, местата на хирургическа интервенция и изгарянията.
- Контролира миризмата и повишава комфорта на пациента.
- Намалява разходите за управление на незадържането на фекалии.
- Възстановява самочувствието на пациента.




1. Монтажна пластина и лента.
2. Портове за надуване и промиване.
3. 45 ml спринцовка.
4. Шарнирна връзка за лесно отстраняване на усукванията.
5. Надуваем маншет с рентгеноконтрастна лента и маркер за позиция.
6. Порт за вземане на проби и промиване.
7. Покритие EasyFlush което задържа миризмите.

Отличен съвременен контрол на миризмата



Традиционни силиконови катетри с пори, които пропускат миризмата



Повърхността, създадена по технологията EasyFlush, ефективно задържа неприятните миризми

Събирателна торбичка с обем 1.5 литра, със суперабсорбиращ материал и обезмиряващ филтър




1. Обезмиряващ филтър / клапан.
2. Суперабсорбираща подложка.

Лесни и сигурни за употреба

- Поставяне право напред.
- Лесно поставяне.
- Безопасно изхвърляне.

Secco запазва не само самочувствието на пациента




- За пациентите, които не задържат изпражнения, е три пъти по-вероятно да развият декубитални рани, отколкото тези, които задържат изпражненията.
- Secco може да спести потенциално приблизително 30% от каталожната цена на съществуващите системи за управление на фекалии.

Незадържането на изпражнения е притеснителен проблем за пациента и е приоритет за специалистите в здравеопазването, които трябва да балансират между осигуряването на самочувствието на пациента, риска от предаване на инфекции и предотвратяването на кожни разранявания.

Предлагат се и следните помощни продукти:

A – Попиваща подложка PeriCatheter

B – Калъфче за събирателна торбичка



Всеки комплект съдържа

- Катетър с надуваем маншет и порт за промиване.
- 3 броя събирателни торбички с обем 1500 ml, съдържащи суперабсорбираща тъкан.
- Пластина за монтаж към леглото с пластмасова лента за закрепване и въртяща се централна тръбичка.
- Инструкции за употреба.
- 45 ml спринцовка.
- Клапа за промиване.

Информация за поръчка на Системи за управление на фекалии Secco

| | | Код от веригата за доставки |
|--|----------------|-----------------------------|
| Комплект система за управление на фекалии Secco, 1 брой в кутия (включва 3 събирателни торбички) | SEC 100 | FWN091 |
| Събирателни торбички Secco, 10 броя в опаковка | SEC 200 | FWN090 |
| Попиваща подложка Secco FMS PeriCatheter, 10 броя в кутия | SEC 400 | FWN099 |
| Калъфчета за събирателна торбичка Secco FMS, 10 броя в опаковка | SEC 500 | FWN100 |

