

Сессо запазва не само самочувствието на пациента

- Разходите за продължителен престой в болницата поради заболявания, свързани с *C. difficile*, се оценяват на £ 4,000 за отделен случай ¹
- За пациентите, които не задържат изпражнения, е три пъти по-вероятно да развият декубитални рани, отколкото тези, които задържат изпражненията ²
- Сессо може да спести потенциално приблизително 30% от каталожната цена на съществуващите системи за управление на фекалиите ³

Предлагат се и следните помощни продукти:

A - Попиваща подложка PeriCatheter

B - Калъфче за събирателна торбичка



Информация за поръчка на Системи за управление на фекалии Сессо

Комплект система за управление на фекалии Сессо, 1 брой в кутия (включва 3 събирателни торбички)	SEC 100
Събирателни торбички Сессо, 10 броя в опаковка	SEC 200
Попиваща подложка Secco FMS PeriCatheter, 10 броя в кутия	SEC 400
Калъфчета за събирателна торбичка Secco FMS, 10 броя в опаковка	SEC 500

Ексклузивен дистрибутор:

"Стерамед" ООД

ул. "Христо Ценов" №4, София 1407

тел.: (02) 437 24 86, 437 24 87,

факс: (02) 437 24 88

e-mail: office@steramed.bg

web: www.steramed.bg

1. M.H. Wilcox, W.N. Fawley, N. Wigglesworth, P. Parnell, P. Veirity, J. Freeman. Comparison of the effect of detergent versus hypochlorite cleaning on environmental contamination and incidence of Clostridium difficile infection. Journal of Hospital Infection 2003; 34, 109-114

2. Theaker C, Mannan M, Ives N, Soni N. Risk factors for pressure sores in the critically ill. Anaesthesia. 2000 Mar;55(3):221-4

3. NHS Supplies catalogue 2010

Secco™
www.secco-fms.com




Незадържането на изпражнения е притеснителен проблем за пациента и е приоритет за специалистите в здравеопазването, които трябва да балансират между осигуряването на самочувствието на пациента, риска от предаване на инфекции и предотвратяването на кожни разранявания.

Всеки комплект съдържа

- Катетър с надуваем маншет и порт за промиване.
- 3 броя събирателни торбички с обем 1500 ml, съдържащи супер абсорбираща подложка.
- Пластина за монтаж към леглото с пластмасова лента за закрепване и въртяща се централна тръбичка.
- Инструкции за употреба.
- 45 ml спринцовка.
- Клапа за промиване.

Ограничете замърсяването с фекалии, поддържайте здравословна среда за пациента

Затворена система с катетър за управление на епизодично незадържане на фекалии



For use in ICU, HDU, End of Life Care, Palliative Care, etc

Secco™


Система за управление на фекалии със супер абсорбираща технология и отличен съвременен контрол на миризмата

Ограничете замърсяването с фекалии, поддържайте здравословна среда за пациента


Системата за управление на фекалиите Secco е затворена система с катетър за управление на епизодично незадържане на фекалии за течни или полутечни изпражнения

- Намалва разрушаването на кожата и развитието на декубитални рани.
- Помага за предотвратяване на разпространението на инфекции сред пациентите и персонала.
- По-малък риск от усложнения, които биха могли да удължат периода на болничния престой.
- Предпазва раните, местата на хирургическа интервенция и изгарянията.
- Контролира миризмата и повишава комфорта на пациента.
- Намалва разходите за управление на незадържането на фекалии.
- Възстановява самочувствието на пациента.

Отличен иновативен контрол на миризмите



Традиционни силиконови катетри с пори, които пропускат миризмата



Повърхността, създадена по технологията EasyFlush, ефективно задържа неприятните миризми



Монтажна пластина и лента



Портове за надуване и промиване



45 ml спринцовка



Надуваем маншет с рентгеноконтрастна лента и маркер за позиция




Клапа за промиване

Повърхността, създадена по технологията EasyFlush, ефективно задържа неприятните миризми



Обезмирисяващ филтър / клапан



Супер абсорбираща подложка



Шарнирна връзка за лесно отстраняване на усукванията



Порт за вземане на проби и промиване



Покритие EasyFlush което задържа миризмите

Лесни и сигурни за употреба

- Поставяне право напред
- Лесно поставяне
- Безопасно изхвърляне

SeccoTM
Safe • Simple • Secure