

МЕДИЦИНСКИ РЪКАВИЦИ – НЕСТЕРИЛНИ – ЛАТЕКС

GLOVELY®

RAYS



BIOSAFE PLUS PP DAR EX

Ръкавици – Латекс, леко напудрени
Латексови ръкавици с талк, естествен бял цвят,
с фина и гладка повърхност.

ПРЕДИМСТВА: висока степен на защита
и комфорт

- Латекс, с талк
- Качество - AQL 1.0
- 240 mm маншет
- Естествен бял цвят
- Гладки повърхност
- Подходящи за лява и за дясна ръка
- Не пропускащ маншет
- Нестерилни
- Тествани по: EN 455 I-II-III, EN 374 I-II-III, ASTM F 1670-1671
- DM Class I Dir. 93/42/ЕИО
- Размери: S 6-6,5 / м: 7-7,5 / L: 8-8,5 / XL: 9-9,5
- Опаковка: кутия - дозатор 100 ръкавици - кашон 1,000 ръкавици - палет 63 кашона

GLOVELY®

RAYS



BIOSAFE PLUS PF DAR PFG

Ръкавици – Латекс, без пудра

Латексови ръкавици без талк, естествен бял цвят,
с фина и гладка повърхност..

ПРЕДИМСТВА: висока степен на защита
и комфорт

- Латекс, без талк
- Качество - AQL 1.0
- 240 mm маншет
- Естествен бял цвят
- Гладки повърхност
- Подходящи за лява и за дясна ръка
- Не пропускащ маншет
- Нестерилни
- Тествани по: EN 455 I-II-III, EN 374 I-II-III, ASTM F 1670-1671
- DM Class I Dir. 93/42/ЕИО
- Размери: S 6-6,5 / м: 7-7,5 / L: 8-8,5 / XL: 9-9,5
- Опаковка: кутия - дозатор 100 ръкавици - кашон 1,000 ръкавици - палет 63 кашона