

ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ –СТЕРИЛНИ – ЛАТЕКС, БЕЗ ТАЛК



FEELTOUCH 300PF SGB1SW

Natural latex Surgical glove, internal synthetic polymer coating that is used as a lubricant for easy fit.

The wearability and the protective barrier are the keys that render Feeltouch a higher quality surgical glove. It's ideal for general surgery thanks to it's excellent elasticity and micro texture. The glove offers exceptional comfort and low allergenicity.

- Natural latex
- AQL 1,0
- Powder free
- Internal synthetic polymer coating
- Natural white color
- Micro textured surface
- Anatomic shape (L/R) with curved fingers
- Sterilized by gamma irradiation
- Anti-tear cuff
- Medical Device Class IIa 93/42/EEC
- Test: EN 455 I-II-III, ASTM F 1671
- Sizes 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9
- Dispenser 50 pairs – Carton 300 pairs

FEELTOUCH 300PF SGB1SW

Хирургически ръкавици от естествен латекс, с вътрешно покритие от синтетичен полимер, което се използва като лубрикант за по-лесно е удобно поставяне. Удобството и отличната защита са факторите, които правят Feeltouch хирургически ръкавици с високо качество. Тези ръкавици предлагат изключителен комфорт и ниско алергизиращо действие. Идеални за обща хирургия, тъй като се вписват по ръката перфектно, благодарение на своята еластичност.

- Материал – естествен латекс
- AQL 1,0
- Без талк
- Вътрешно синтетично полимерно покритие
- Естествен бял цвят
- Микро текстурирана повърхност
- Анатомична форма (L / R) с извити пръсти
- Стерилизирани чрез гама-облъчване
- Медицинско изделие Class IIa 93/42/ЕИО
- Тест: EN 455 I-II-III, ASTM F 1671
- Размери 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9
- Дозатор 50 чифта - кашон 300 чифта

