

МЕДИЦИНСКИ РЪКАВИЦИ – СИНТЕТИЧНИ – ПОЛИХЛОРОПРЕН



ULTRAPRENE SYNTHETIC SGG1SG

Хирургически ръкавици, Полихлоропрен, без талк
ULTRAPRENE SYNTHETIC хирургически ръкавици с иновативен зелен цвят, отговарящи и на най-високите изисквания на хирургичната общност, изработени от полихлоропрен, подsigуряващ защита от алергични реакции, причинени от естествения латексов протеин, гарантират повишена защита, осезаемо подобрени комфорт за пациенти и здравни специалисти

- Полихлоропрен
- Покрити със синтетичен полимер
- Зелен цвят
- Анатомична форма, с означение за лява и дясна ръка на всяка ръкавица
- Дължина на маншета – мин. 300 мм
- Стерилизирани с гама лъчи
- AQL 0.65
- Не пропускащ маншет
- Тествани по: EN 455 I-II-III, ASTM F 1671
- DM Class IIa Dir. 93/42/ЕИО
- Размери: 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9
- Опаковка: кутия - дозатор 50 ръкавици - кашон 200 ръкавици - палет 24 кашона.

ULTRAPRENE SYNTHETIC

ULTRAPRENE SYNTHETIC surgical gloves with innovative green colour, satisfies the most rigorous requirements in the surgical field. The sterile glove is completely latex free and in polychloroprene, for these reasons ensures prevention from allergies caused by natural rubber latex proteins. Guarantees enhanced security, improved tactile sensitivity and comfort to both patients and health professionals.

- Polychloroprene
- Synthetic polymer coating
- Green colour
- Micro textured surface
- Cuff length min. 300mm
- Anatomic shape (L/R) with curved fingers
- Sterilized by gamma irradiation
- AQL 0,65
- Medical Device Class IIa 93/42/EEC
Test: EN 455 I-II-III, ASTM F 1671
- Sizes 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9

Dispenser 50 pairs – Carton 200 pairs - Pallet 24 Cartons

